

## 1552182 - Radarmed 650+ - sans emetteur



### Déscription

Les Radarmed 650+ et 950+ sont des appareils de traitement moderne pour la thermothérapie par micro-ondes avec une fréquence de 2450 MHz (12 cm vagues). L'option de dosage sûre basée sur la chaleur de la patiente est un avantage majeur de la thérapie à micro-ondes. Micro-ondes thérapie est facile à appliquer grâce à l'application unipolaire. Le électrode n'entre pas en contact avec le patient et est donc facile, sûr et hygiénique à appliquer.

#### Caractéristiques

- Déclenchement continu et pulsé (max 250 watts en continu, max 1500 watts en pulsé)
- Commutation facile entre la thérapie continue et la thérapie pulsée
- Les paramètres sont clairement disposés sur l'écran éclairé
- Les paramètres restent visibles à l'écran pendant le traitement

### Spécifications

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Marque                    | Enraf-Nonius                 |
| sku                       | 1552182                      |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage          | Pièce                        |