

**1011384 - PERMA-HAND™ Silk fil de suture 2/0 - 16 mm - 75 cm -
FW503 - 1 pc**



Déscription

PERMA-HAND™ SILK Suture est une suture chirurgicale stérile et non résorbable, composée d'une protéine organique appelée fibroïne.

Avantages

- Multifilament
- Naturel

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	ETHIFW503
Composition	Fibroïne
sku	1011384
Stérile	Oui
Résorbable	Non
Longueur du fil	75 cm
Couleur	Noir
Epaisseur du fil	2/0
Longueur aiguille	16 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Pièce