

## 1577166 - PiezoWave 2 Touch - "Basic 10" - Incl. pièce à main - F10 G10 - incl. chariot



### Déscription

La nouvelle génération d'ondes de choc piézoélectriques focalisées de **Elvation**. La **Piezowave<sup>2</sup>** est disponible avec 2 types de pièces à main focalisées, à savoir Onde de choc focalisée en point et Onde de choc focalisée en ligne. Grâce à ses caractéristiques uniques et sa longue durée de vie, les appareils ESWT piézoélectriques focalisés comptent parmi les systèmes d'ondes de choc les plus vendus au monde.

La technologie des ondes de choc piézoélectriques utilise des pads en gel qui, en contact avec le tissu du patient, garantissent un transfert efficace et une détermination précise de la profondeur de la thérapie par ondes de choc. Ces pads en gel sont montés comme intermédiaire sur les pièces à main et offrent la possibilité d'ajuster la profondeur par paliers de 5 mm ou 10 mm.

#### Avantages :

- 2 types de pièces à main, pour chaque domaine d'application possible : Focal & Linéaire
- Pads en gel pour déterminer la bonne profondeur de pénétration
- Coûts d'entretien exceptionnellement bas et longue durée de vie
- Système Plug&Play avec reconnaissance automatique de la pièce à main
- Réduction de la douleur pendant le traitement grâce à la technologie
- Facilité d'utilisation et retour d'information. Via l'application (iPad), vous pouvez consulter les protocoles et les fiches patients.
- Garantie de 5 000 000 de chocs
- Faibles coûts d'entretien

#### Caractéristiques :

- **The Elevation HUB** : Support de sélection des paramètres avec accès aux réglages actuels et aux informations d'application, disponible à tout moment et en tout lieu.
- **Support tablette à double vue** : Permet d'utiliser un iPad tout en traitant les patients simultanément.
- **Mode T** : Concept de traitement innovant avec différents modes de fréquence, breveté par Richard Wolf.
- **Support intégré pour la source de thérapie.**
- **Connecteur HV de haute qualité** : Plug-and-play avec reconnaissance automatique de la source de thérapie.
- **Générateur haute tension optimisé** : Assure un rapport fréquence/énergie stable et est silencieux en mode veille.
- **Écran inclinable** : Facile à lire en position debout ou assise.
- **Rails pour mobilité et suspension de draps en papier.**
- **Compartiment inclinable pour gel** : Accès facile aux flacons de gel.
- **Support de rangement avec fixation** : Pour différents pads en gel.
- **Grandes roues souples avec protection ESD** (décharge électrostatique).
- Retour sur investissement garanti

#### Pièce à main fournie : Therapy Source F10 G10

La **Therapy Source F10G10** est spécialement conçue pour les applications nécessitant une **profondeur de pénétration importante et une zone focale étendue**. Grâce à sa conception unique, cette tête de traitement peut atteindre efficacement plusieurs couches de tissus et des zones de traitement plus larges.

Avec une **profondeur de pénétration de 100 mm**, la F10G10 est idéale pour le traitement des **structures myofasciales profondes**, telles que les tendinopathies et les points trigger dans la **région de la hanche et des fesses**. Cet appareil est également parfaitement adapté en **urologie**, notamment pour le traitement du **syndrome de douleur pelvienne chronique (CPPS)**.

La **zone focale étendue** permet de traiter de manière homogène de plus grands volumes de tissu, tandis que la **EFD maximale de 0,32 mJ/mm<sup>2</sup>** assure un transfert d'énergie sûr et contrôlé.

Un excellent choix pour les hôpitaux, centres de rééducation, urologues et spécialistes MSK souhaitant appliquer une thérapie par ondes de choc avancée sur des indications profondes ou étendues.

## Spécifications

Marque	Elvation
sku	1577166
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce