

1010233 - Agani™ aiguilles - 21G x 5/8" - vert - 100 pcs



Déscription

Les aiguilles Agani™ de Terumo ont une pointe d'aiguille formée avec précision avec un revêtement en silicone.

La pointe acérée facilite la pénétration de la peau et contribue à minimiser les traumatismes. Le revêtement en silicone offre des propriétés de glissement et permet une insertion en douceur. Le diamètre de l'aiguille peut être identifié grâce au code couleur ISO de l'embout.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	AN*2116R1
Composition	• Embase: polypropylène + master batch • Canule: acier inoxydable • Colle: colle époxy • Lubrifiant: huile de silicone
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1010233
Bevel	Regular 11°
Couleur	Vert
Dimensions	21G x 5/8"
Dimensions en mm	0,8 x 16 mm
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Procedures d'injection	Intradermique
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte