

1544078 - Renol serrure magnétique - embout et tige - 1 pc



Déscription

Convient parfaitement à un environnement gériatrique. Simple et rapide à utiliser.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFK01222
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	Acier inoxydable
sku	1544078
Catégorie de fixation	Accessoires pour ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	Ne s'applique pas
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Ne s'applique pas
Usage de la fixation	Ne s'applique pas