


1546215 - Linido assise de douche courte - blanc - 1 pc



Déscription

L'assise de douche **Linido** court sans accoudoirs ni dossier est idéal pour les petites salles de bains. L'assise de douche peut être facilement repliée après utilisation, libérant ainsi de l'espace pour les déplacements. Il peut être fixé au mur très facilement et en toute sécurité. Charge de capacité maximum de 150 kg.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2201.0011-02
Accoudoirs	Non
Dossier	Non
Pliable	Oui
Profondeur du siège	41.5 cm
Largeur du siège	45 cm
Composition	Acier époxyé
sku	1546215
Catégorie assise de douche	Assises de douche
Couleur	Blanc
Poids max. de l'utilisateur	150 kg
Type d'emballage	Pièce