


## 1546215 - Linido assise de douche courte - blanc - 1 pc



### Déscription

L'assise de douche **Linido** court sans accoudoirs ni dossier est idéal pour les petites salles de bains. L'assise de douche peut être facilement repliée après utilisation, libérant ainsi de l'espace pour les déplacements. Il peut être fixé au mur très facilement et en toute sécurité. Charge de capacité maximum de 150 kg.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2201.0011-02
<b>Profondeur du siège</b>	41.5 cm
<b>Largeur du siège</b>	45 cm
<b>Accoudoirs</b>	Non
<b>Dossier</b>	Non
<b>Pliable</b>	Oui
<b>Composition</b>	Acier époxyé
<b>sku</b>	1546215
<b>Catégorie assise de douche</b>	Assises de douche
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Poids max. de l'utilisateur</b>	150 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce