

## 1571989 - Mallette Bollman GoLight modèle sac à dos - 3,3 kg - nylon - noir - 1 pc



### Déscription

- Boîtier en plastique ABS avec 2 étagères réglables en hauteur
- Un grand modulaire amovible avec poignée
- Deux boîtes modulaires avec des boîtes à claire-voie
- Un insert plastique amovible avec séparateur dans le compartiment de base
- Un porte-ampoules amovible (en mousse) pour 40 ampoules

### Spécifications

Marque	Bollmann
Dimensions du produit	L 41 cm, H 48 cm, L 25 cm
Composition	Poylmousse
sku	1571989
Couleur	Noir
Poids	3,3 kg
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce