

1600761 - WelchAllyn tensiomètre durashock ds55 - bleue - 3 brassards flexiport taille 9 - 11 -12 - étui - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre DuraShock DS55 fait partie de la gamme de tensiomètres anéroïdes manuels de **Welch Allyn**, dotés de la technologie DuraShock™. Ces tensiomètres sont résistants aux chocs et sans engrenage. Cette technologie offre de grands avantages par rapport aux tensiomètres traditionnels.

Avantages

- Le tensiomètre est muni d'une étiquette sur laquelle le nom du centre, du service ou du médecin peut être inscrit pour faciliter son identification.
- Le tensiomètre est fourni avec un brassard à velcro Flexiport pour adultes.
- Le tensiomètre est livré avec une pochette de rangement pour protéger l'appareil.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1600761
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes