

1605686 - Seringues Romed 20 ml- embout excentrique 3 pièces - 50 pcs



Déscription

Ces seringues stériles en 3-parties sont emballées individuellement.

Spécifications

Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1605686
Contenu	20 ml
Location de la pointe	Pointe excentrique
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte
Tip	Luer slip