

## 1103003 - Séparation pour récipient Treston 4010 - 1 pc



### Déscription

Séparateurs de distribution, uniquement pour le tiroir à revues Treston 4010 de Wiegand.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Wiegand
<b>Dimensions du produit</b>	L 9.2 cm, H 8.2 cm
<b>Composition</b>	polycarbonate
<b>sku</b>	1103003
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Type d'emballage</b>	Pièce