

STR2570014 - Signa spray électrodes 3,80L - 1 pc



Déscription

Pulvérisateur à électrode Bidon de 3,8 L avec buse de recharge. Haute conductivité, pour une excellente qualité de signal et une longue durée de vie des électrodes.

Spécifications

Marque	Strässle
sku	STR2570014
Normes	EN ISO 13485:2016
EKG catégorie	Gel & spray ECG
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce