

1022761 - L&R boîte de secours industry II - 1 pc



Déscription

La boîte de secours L&R Industry II est un sac pliable pratique et robuste avec des produits soigneusement sélectionnés dans des sacs de rangement transparents. Le kit de pansement est insensible aux influences extérieures telles que les liquides et la saleté. Les produits ont toujours une description claire et complète correspondante.

Contenu:

- 1 x bandage bâillon Gummi 5 cm
- 1 x Réanimation bouche à bouche
- 1 x "ciseaux Lister" 14 cm
- 6 x Pansements compressifs stériles 7 x 10 cm
- 3 x Bandes de compression stériles 12 x 14 cm
- 3 x bandages triangulaires stériles
- 6 x Bandes de batiste légèrement sous cellophane 5 cm x 5 m
- 6 x Bandes de batiste légèrement sous cellophane 7 cm x 5 m
- 12 x Boîtes de coton hydrophile 10 g
- 3 x sparadrap 1,25 cm x 5 m
- 3 x sparadrap 2,5 cm x 5 m
- 3 x Boites Stella Plast 6 cm x 1m
- 30 x épingles de sûreté dans un sac (3 x 10 pièces)
- 1 x Notice "First Aid", texte officiel
- 1 x Liste du contenu et numéros de commande des produits

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
sku	1022761
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce