

1575539 - Pessaire Cubic T0 - 25 mm - 1 pc



Déscription

Indication et principe

le Pessaire Cubic de Gyneas est efficace dans le traitement du prolapsus de la paroi vaginale ou de la paroi utérine. La pression négative est causée par l'effet de succion.

Facilité d'utilisation

l'utilisateur peut insérer le diaphragme le matin et le retirer indépendamment le soir. Ce pessaire est également utilisé pour soutenir le périnée lors d'exercices ou de sports prolongés.

Ce pessaire existe en différentes tailles. Il est flexible, confortable et facile à utiliser, laissant le patient ou l'utilisateur autonome. Fabriqué en silicone de "qualité médicale", donc totalement sûr lorsqu'il est utilisé correctement.

Spécifications

Marque	Gyneas
Stérile	Non
Composition	Silicone
sku	1575539
Lavable/Disposable	Lavable
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	25 mm
Type d'emballage	Pièce