

## 1549741 - Schiller Cardiovit CS-200 Excellence (Powercube LFX inclus)



### Déscription

Le système d'évaluation cardiaque CS-200 Excellence pour les tests d'efforts de SCHILLER met surtout l'accent sur la performance.

Grâce à ses algorithmes hors-pair et une connectivité parfaite avec le système d'information cardiologique EMR, SEMA et le PACS, le système CS-200 Excellence permet d'optimiser de façon rapide et facile le déroulement de vos opérations numériques.

#### Avantages

- Qualité des données grâce à des algorithmes qui fournissent des résultats de test particulièrement clairs et précis
- Logiciel de mesure d'ECG avec mesures précises des signaux cardiaques enregistrés
- Rythme de repos
- Assistant de mise en place des électrodes avec vérification de la qualité du signal, permettant d'améliorer la qualité des ondes dont la forme est défectueuse
- Test d'efforts pharmacologique
- Acquisition et analyse de 16 dérivations pour ECG de repos et d'efforts : basées sur des données de mesure réelles, pas seulement sur des calculs
- Divers programmes d'analyse diagnostique : ETM, ETM Sport, HyperQ (de report et d'effort), SAECG

## Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>sku</b>	1549741
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce