

1574131 - Table d'examen Praxis 2 Elite - hauteur variable électrique - sans roues - revêtement Purfect - 1 pc



Déscription

Le Praxis 2 Elite est le successeur de la série Praxis 2, qui a connu un grand succès. Cette ligne se caractérise par son énorme portée de 42-112cm et a une capacité de levage standard de 225kg. Grâce à ses pieds arrondis et à ses profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable. Le dossier plus long du Praxis 2 Elite est de 81 cm et offre une position assise confortable.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 198 cm
Hauteur	42-112 cm
Roues incluses	Non
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Non
sku	1574131
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce