

1543998 - Renol ceinture abdominale sécurisée pour le lit - s/m - 60-110 cm - 1 pc



Déscription

Cette ceinture immobilisera efficacement le patient dans le lit. Elle permet au patient de tourner sur les côtés ou de s'asseoir en évitant de tomber. Elle s'utilise avec la sangle pelvienne amovible RFP22000 , les sangles latérale RFE24000 et les Rallonges RFB10200 et RFB10300. Option nécessaire: 3 serrures+ 1 clé

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFB10115
Options nécessaires	3 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543998
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	14 cm
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	S/M
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	Au lit/brancard