

## 1539415 - MaiMed®- stretch - transparent - 10 cm x 10 m - 1 pc



### Déscription

MaiMed®- stretch transparent est une pellicule flexible et élastique fabriquée en polyuréthane avec un adhésif polyacrylate. La pellicule est respirante et imperméable, et lors de son retrait, elle ne laisse aucun résidu de colle sur la peau. La pellicule est très élastique et s'adapte à la forme du corps, ce qui la rend très adaptée aux peaux sensibles. La pellicule ne contient pas de latex

## Spécifications

<b>Marque</b>	Maimed
<b>Composition</b>	Polyuréthane avec couche adhésive en polyacrylate
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Compresse</b>	Non
<b>Perforé</b>	Non
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>sku</b>	1539415
<b>Stérile</b>	Non
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	10 cm x 10 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce