

1539415 - MaiMed®- stretch - transparent - 10 cm x 10 m - 1 pc



Déscription

MaiMed®- stretch transparent est une pellicule flexible et élastique fabriquée en polyuréthane avec un adhésif polyacrylate. La pellicule est respirante et imperméable, et lors de son retrait, elle ne laisse aucun résidu de colle sur la peau. La pellicule est très élastique et s'adapte à la forme du corps, ce qui la rend très adaptée aux peaux sensibles. La pellicule ne contient pas de latex

Spécifications

Marque	Maimed
Composition	Polyuréthane avec couche adhésive en polyacrylate
Sans latex	Oui
Compresse	Non
Perforé	Non
sku	1539415
Stérile	Non
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	10 cm x 10 m
Type d'emballage	Pièce