

1518800 - Lampe d'examen LED 120 - sur statif - bras fixe - 1 pc



Déscription

Une lampe d'examen très puissante pour la petite chirurgie, avec un excellent rendu des couleurs. La version à focale variable est équipée du système d'éclairage R86, dispose d'un réflecteur de lumière froide avec filtre thermique.

Avantages

- Sans contrôle de mise au point
- Indice de rendu des couleurs Ra 86
- Température de couleur en K 43 000
- Taille du champ lumineux: 14 cm
- Diamètre du bulbe 15 cm
- Lampe LED 40 W

Spécifications

Marque	Dr. Mach
Diamètre de la lampe	29 cm
Étendue du champ lumineux	13-18 cm
Nombre de LEDs	12
Intensité lumineuse	40000 lux
Longueur du bras	55 cm
Contrôle de la mise au point	Non
Commande Touchless	Non
sku	1518800
Normes	EN ISO 13485:2016
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de trépied
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce