

## 1577206 - Schiller Defigard Touch 7 - ECG (12 lead) - SPO2 - NIBP



### Déscription

L'appareil est extrêmement compact et offre la toute dernière technologie de défibrillation associée à des fonctions de surveillance complètes. Il s'agit du premier moniteur/défibrillateur d'urgence doté d'un écran tactile - ce qui en fait l'appareil le plus intuitif du marché - et de la toute dernière technologie de transfert de données.

### Caractéristiques

- ECG à 12 dérivations
- ECG diagnostique avec interprétation ETM
- Mesure non invasive de la pression sanguine
- SpO2 MASIMO Rainbow® (SpCO, SpMet, PI), avec pléthysmogramme
- EtCO2 (flux principal ou secondaire)
- Mesure invasive de la pression sanguine
- Imprimante Bluetooth
- Adapté à l'ePCR
- Température
- AED
- Défibrillateur manuel (sync/async)
- Stimulateur cardiaque transcutané
- Commentaires sur le RCP
- Métronome
- Réseau mobile, transmission de données Wi-Fi

## Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>sku</b>	1577206
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce