

## 1605709 - male-female luer lock - rouge - stérile - 100 pcs



### Déscription

Les bouchons de verrouillage luer mâle-femelle ferment les ports des applications médicales intravasculaires telles que les ensembles de perfusion. Les bouchons de protection peuvent être utilisés avec des verrouillages luer mâles et femelles.

### Avantages

- Résistant aux lipides
- Utilisable avec une pompe
- Utilisation en gravité
- Sans phtalates, PVC, PHT, DEHP et latex

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>sku</b>	1605709
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Statut d'approbation</b>	A approuver
<b>Type d'emballage</b>	Boîte