

1605709 - male-female luer lock - rouge - stérile - 100 pcs



Déscription

Les bouchons de verrouillage luer mâle-femelle ferment les ports des applications médicales intravasculaires telles que les ensembles de perfusion. Les bouchons de protection peuvent être utilisés avec des verrouillages luer mâles et femelles.

Avantages

- Résistant aux lipides
- Utilisable avec une pompe
- Utilisation en gravité
- Sans phtalates, PVC, PHT, DEHP et latex

Spécifications

Marque	BD
sku	1605709
Sans latex	Oui
Stérile	Oui
Couleur	Rouge
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte