

1552206 - TENSMED - S82



Déscription

Un appareil pour l'électrostimulation neurologie transcutanée. Tensmed est la solution professionnelle idéale pour la stimulation musculaire et le traitement de la douleur. Existe en version à 2 canaux (Tensmed S82) et à 4 canaux (Tensmed S84).

Le TENSMED S82 est un électrostimulateur à 2 canaux avec un écran LCD rétro-éclairé d'une grande lisibilité. Taille réduite, très performant à domicile comme au cabinet.

Caractéristiques

- Programmable: 6 mémoires libres pour sauvegarder les paramètres de votre choix et créer des programmes personnalisés
- Protocoles prédéfinis: 59 protocoles spécifiques pour la rééducation fonctionnelle et le traitement de la douleur
- Menu rapide: pour une navigation plus rapide
- Syncro-stim: augmente l'intensité des 2 canaux simultanément à l'aide d'un seul bouton
- Affichage rétro-éclairé: l'écran LCD de grande visibilité contribue à la convivialité et à la simplicité d'utilisation de l'appareil
- Fonctionnement sur batterie rechargeable

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1552206
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce