

## 1601711 - Keiser Air250 Standing Hip



### Déscription

L'Air250 Standing Hip est un appareil idéal pour les athlètes car il leur permet de s'entraîner à toutes les vitesses. L'appareil est essentiel pour développer la force et la puissance. L'appareil permet la flexion, l'extension, l'adduction et l'abduction de la hanche. La plate-forme spéciale pour les pieds garantit qu'il y a suffisamment d'espace pour le mouvement, évitant ainsi une éventuelle hyperflexion du genou au moment de l'impact avec le sol (pendant l'exercice).

Grâce à son faible poids, la plate-forme est facilement réglable en hauteur, ce qui permet aux personnes de toutes tailles de s'entraîner sur l'Air250 Standing Hip. Grâce aux boutons de résistance situés des deux côtés de l'appareil, l'entraînement vers l'avant et vers l'arrière est très facile.

- Peu de chocs pour les muscles et les articulations
- Keiser dynamic variable resistance
- Mouvement bilatéral pour un entraînement symétrique
- Grand écran qui montre la résistance et des répétitions

## Spécifications

<b>Marque</b>	Keiser
<b>Dimensions du produit</b>	H 180.4 cm
<b>SKU leverancier</b>	002621BP
<b>Résistance</b>	0-107 kg
<b>sku</b>	1601711
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Type d'emballage</b>	Pièce