

1501900 - Urinal homme - sans couvercle - 900 ml - 120 pcs



Déscription

L'urinal encourage l'indépendance de la toilette et offre commodité et confort aux patients masculins. La conception carrée permet à l'urinoir de se tenir debout si nécessaire. L'urinal retient le liquide jusqu'à 4 heures, est fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés et a une capacité de 900 ml. Le paquet contient 120 urinoirs.

Spécifications

Marque	Vernacare
Composition	100% pulpe
sku	1501900
Contenu	900 ml
Couleur	Gris
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Sex	Hommes
Type d'emballage	Boîte