

## 1501900 - Urinal homme - sans couvercle - 900 ml - 120 pcs



### Déscription

L'urinal encourage l'indépendance de la toilette et offre commodité et confort aux patients masculins. La conception carrée permet à l'urinoir de se tenir debout si nécessaire. L'urinal retient le liquide jusqu'à 4 heures, est fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés et a une capacité de 900 ml. Le paquet contient 120 urinoirs.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Vernacare
<b>Composition</b>	100% pulpe
<b>sku</b>	1501900
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Contenu</b>	900 ml
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Sex</b>	Hommes
<b>Type d'emballage</b>	Boîte