

## 1542395 - Schiller FRED PA-1 - Trainer



### Déscription

L'appareil de formation qui peut former l'utilisateur d'un DEA de façon réaliste. Plusieurs scénarios permettent de simuler différentes situations de réanimation.

Associé à un mannequin, le FRED PA-1 Trainer propose une formation pour l'ensemble du processus de réanimation.

#### Caractéristiques:

- Les électrodes amovibles permettent à la personne en formation de s'exercer à la pose des électrodes sur le torse.
- Le FRED PA-1 Trainer fournit des instructions détaillées à l'utilisateur étape par étape.
- Pendant la phase de compression thoracique effectuée sur le mannequin, le FRED PA-1 Trainer indique le rythme à suivre à l'aide du métronome.
- Plusieurs langues disponibles
- L'application de formation SCHILLER est disponible dans l'Apple App Store et le Google Play Store.

### Spécifications

Marque	Schiller
sku	1542395
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce