

## 1000022 - Lessa gel conducteur pour échographie 5 L - 1 pc



### Déscription

Gel conducteur transparent, hydrosoluble et inodore pour les ultrasons. Le gel est facile à appliquer et ne laisse aucun résidu sur la sonde. De plus, il est exempt de microbulles.

### Spécifications

<b>Marque</b>	lessa
<b>sku</b>	1000022
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce