

1546229 - Linido pied support assise douche - blanc - 1 pc



Déscription

Jeu de pied auxiliaires pour sièges de douche plastique se compose de pieds doubles avec entretoise double, réglage progressif en hauteur pour adaption à la hauteur de siège souhaitée. S'adapte aux sièges de douche LI2201.200, LI2202.200, LI2203.200. A un charge maximale de 300 kg.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2214.2011-02
Accoudoirs	Non
Dossier	Non
Pliable	Oui
sku	1546229
Catégorie assise de douche	Accessoires assise de douche
Couleur	Blanc
Matériel	Acier époxyé
Poids max. de l'utilisateur	n/a
Type d'emballage	Pièce