

**1523648 - HEINE set d'otoscope mini 3000 fo avec poignée et étui -
2,5v - led - 1 pc**



Déscription

Otoscope avec lumière brillante et écran couleur LED HQ authentique, offrant une vue détaillée et doté d'un boîtier robuste.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEIND-885.20.021
Inclus dans le produit?	Tête d'otoscope Mini 300 FO - 2,5V - LED; poignée non rechargeable inclusive 2 piles AA; 4 spéculums réutilisables 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; 5 spéculums jetables 2,4 mm; 5 spéculums jetables 4 mm; étui rigide
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1523648
Agrandissement	3 x
Catégorie otoscopes	Set d'otoscope
Illumination	LED
Poignée otoscope	Poignée non rechargeable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille set d'otoscope	Taille de poche
Type d'emballage	Pièce
Voltage	2,5 V