

## 1610336 - HEINE Tête d'ophtalmoscope K180 LED - 3,5V - Filtre bleu - Sans poignée - 1 pc



## **Déscription**

La tête d'ophtalmoscope HEINE K180 LED (3,5V) avec filtre bleu offre un éclairage clair et précis pour des examens oculaires détaillés. Grâce à la technologie LED HQ, elle garantit un rendu des couleurs naturel et des images nettes. Le filtre bleu facilite la détection de certaines structures et anomalies. Son boîtier en plastique robuste assure une longue durée de vie et une utilisation optimale. Compatible avec les poignées HEINE et conforme aux normes MDR 2017/745/EU.

## **Spécifications**

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINC-008.30.207
Compatible avec	Ophtalmoscope K180
sku	1610336
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce