

1533228 - DT80 Tplus - système d'aspiration avec bras télescopique sur pied



Déscription

Une petite unité d'aspiration avec bras de support télescopique, conçue pour une utilisation occasionnelle dans la pratique médicale. Une utilisation confortable, une utilisation à une main et un long triangle sont les caractéristiques particulières de ce modèle.

Le système dispose d'une technologie de contrôle éprouvée à quatre niveaux de pression et, comme tous les systèmes d'aspiration Strässle, d'une fonction de soufflage automatique, avant et après chaque utilisation.

Le boîtier avec la pompe à vide est fixé avec un ruban résistant entre le fond du boîtier et la plaque de fond. Les raccords fonctionnels tels que le raccord de vide et l'unité de commande sont situés à l'arrière du boîtier.

- La plaque inférieure est très solide
- Largeur 38 cm, Profondeur 40 cm
- Quatre roulettes pivotantes dont deux verrouillables
- Inclus : 6 électrodes à vide 1 m et 4 x 1,3 m ; 1x triangle en T ; 1x unité de vide DT80 avec unité de commande et support pour unité de commande ; 1x chariot plus; 1 câble d'alimentation ; Vaporisateur d'électrode de 250 ml

Spécifications

Marque	Strässle
Normes	EN ISO 14971 EN 980 EN ISO 1041 EN ISO 13485:2016
sku	1533228
EKG catégorie	Systèmes d'aspiration
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce