

1300393 - Pince anatomique avec pointe étroite - 14,5 cm - 1 pc



Déscription

Les pinces anatomiques de NOPA sont utilisées pour tenir les fils, les pansements, les gazes et les tissus. Les pinces à épiler anatomiques sont des pinces à épiler jetables, fines et précises, fabriquées en acier inoxydable de haute qualité.

Les avantages hygiéniques des pinces anatomiques NOPA sont la haute qualité, la manipulation et la sensation des instruments réutilisables.

Ces pinces ont une longueur de 14,5 cm.

Spécifications

Marque	Nopa
Dimensions du produit	L 14.5 cm
Dents	Non
Composition	Acier inoxydable
sku	1300393
Point des instruments	Pointe fine
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Type d'emballage	Pièce
Type pince	Pince anatomique