

1623452 - SportsArt Vélo vertical Prime Line Eco-Natural C573U - auto-alimenté - écran LED



Déscription

Le **SportsArt C573U Upright Cycle** fait partie de la **ECO-NATURAL™ Prime Line**, une série d'équipements cardio qui se distingue par sa **qualité, sa fiabilité et son efficacité énergétique**. Grâce à son design épuré, ses fonctionnalités pratiques et sa faible consommation d'énergie, cet appareil offre une **expérience d'entraînement durable et confortable**.

Le **design à capot bas profil** permet un accès facile, tandis que la **selle réglable verticalement** garantit une position assise ergonomique pour les utilisateurs de toutes tailles. Avec pas moins de **40 niveaux de résistance**, le C573U convient aussi bien pour le cardio léger que pour l'entraînement intensif.

Caractéristiques principales du SportsArt C573U Upright Cycle :

- **Technologie ECO-NATURAL™** – entraînement économe en énergie et respectueux de l'environnement
- **Design à capot bas profil** – montée simple et sécurisée
- **40 niveaux de résistance** – polyvalent pour tous les objectifs d'entraînement
- **Selle réglable verticalement** – posture assise ergonomique et confortable
- **Design durable** – adapté à un usage intensif en fitness et en rééducation

Spécifications techniques :

- **Poids de l'unité** : 82,5 kg
- **Dimensions (L x l x H)** : 121,8 x 55 x 147,7 cm
- **Poids maximal utilisateur** : 180 kg
- **Résistance** : 40 niveaux

Le **SportsArt C573U Upright Cycle** est idéal pour :

- **Les clubs de fitness et salles de sport** à la recherche d'équipements durables et fiables
- **Les centres de rééducation et cabinets de physiothérapie** où l'accès facile et l'ergonomie sont essentiels
- **Les utilisateurs à domicile** qui souhaitent un vélo d'appartement professionnel avec de nombreuses options de réglage

Spécifications

Marque	SportsArt
sku	1623452
Poids	83 kg
Poids maximal de l'adulte	180 kg
Type d'emballage	Pièce