

1022202 - Brassard velcro + poumon avec tuyau 2-en-1 - obèses - 1 pc



Déscription

Brassard velcro convenant à tous les tensiomètres manuels Boso. Il est important de choisir le bon brassard pour obtenir des résultats fiables et précis.

Spécifications

Marque	BOSO
Compatible avec	Boso Classico; Boso Classic
Portée du brassard	33 - 41 cm
sku	1022202
Groupe cible	Obèse
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard	L
Type d'emballage	Pièce
type de brassard	Crochet velcro