

1105382 - Table d'examen Duolys - hauteur variable électrique – avec étriers escamotables - 1 pc



Déscription

La **table d'examen électrique 3 parties Duolys** est le choix idéal pour les professionnels médicaux à la recherche d'une **table de traitement polyvalente, ergonomique et durable**. Grâce au **réglage électrique en hauteur de 56 à 96 cm** et aux supports intégrés pour les talons, cette table d'examen convient à une large gamme d'examens et de traitements médicaux.

Avec **cinq positions réglables** – position haute, position couchée, position gynécologique, Trendelenburg et anti-Trendelenburg – la Duolys garantit un **confort optimal pour les patients et une facilité d'utilisation** pour les soignants. Le dossier s'ajuste facilement grâce à un **double système à ressorts à gaz**, et le revêtement est **ignifuge et étanche**, idéal pour un environnement de travail hygiénique et sécurisé.

Cette **table d'examen professionnelle** est en outre **compatible avec un lève-patient**, ce qui améliore l'accessibilité pour les patients à mobilité réduite.

Garantie : 5 ans (hors revêtement) – une preuve de qualité, fiabilité et durabilité.

Spécifications

Marque	Promotal
Dimensions du produit	L 73 cm, L 200.5 cm
Hauteur	56-96 cm
Hauteur réglable	Oui
Roues incluses	Non
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Composition	Cadre en métal avec revêtement en poudre époxy
Normes	ISO 13485:2016
Capacité de levage	200 kg
sku	1105382
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce