

1550679 - Detectaplast® universal - 3,8 x 3,8 cm - 1 x 100 pcs



Déscription

Les pansements **Detectaplast Universal** sont hydrofuges et résistants à la saleté, fabriqués en polyéthylène (PE) résistant.

Spécifications

Marque	Detectaplast
Composition	Polyéthylène
Sans latex	Oui
	Non
Compresse	Oui
sku	1550679
Stérile	Non
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	3,8 x 3,8 cm
Type d'emballage	Boîte