

1577194 - PiezoWave 2 Touch - "Illimité 2/4/6/10"- Incl. Philips Lumify - incl. chariot



Déscription

La **Unlimited Series** de Richard Wolf est conçue pour les professionnels de la santé souhaitant exploiter au maximum la technologie piezo shockwave. Cette solution modulaire et polyvalente combine une **unité de commande puissante** avec un **chariot mobile et ergonomique**, permettant des traitements efficaces, confortables et flexibles.

La Unlimited Series est fournie avec une large gamme de **sources de thérapie interchangeable**, chacune optimisée pour des indications spécifiques et des profondeurs tissulaires variées. Ainsi, chaque traitement peut être précisément adapté aux besoins du patient, des structures myofasciales superficielles aux problèmes osseux et tendineux profonds.

Sources de thérapie incluses :

- **Therapy Source F10G4** – Le polyvalent aux performances exceptionnelles pour un large éventail d'applications ESWT.
- **Therapy Source F10G10** – Pour une grande profondeur de pénétration et une zone focale étendue, idéal pour des zones de traitement plus larges et des structures plus profondes.
- **Therapy Source FBL10x5G2** – Focalisation linéaire avec grand volume et énergie d'impulsion maximale, parfait pour les structures superficielles étendues.
- **Therapy Source FB10G6** – Source puissante avec grande profondeur de pénétration, adaptée aux grandes surfaces ainsi qu'aux indications profondes complexes.

Inclus : Philips Lumify – Échographie mobile pour une détection rapide

La Unlimited Series comprend de série le Philips Lumify, un appareil d'échographie portable à main offrant une qualité

d'image exceptionnelle pour localiser rapidement et précisément les points douloureux.

- Rapide et fiable : diagnostic immédiat à tout moment et en tout lieu.
- Compatible avec toutes les tablettes et smartphones standards.
- Haute résolution pour des applications variées telles que l'analyse des tissus mous, le diagnostic vasculaire, les structures superficielles, la musculosquelettique (MSK) et l'examen pulmonaire.
- Transducteur linéaire à large bande : ouverture de 34,5 mm, portée de balayage jusqu'à 12 cm de profondeur.

Grâce au marquage cutané guidé par échographie, la localisation exacte du site de traitement est déterminée sans effort, faisant de la Unlimited Series, combinée au Philips Lumify, un **système complet et intégré de shockwave et de détection** offrant une précision, une efficacité et une flexibilité maximales dans chaque contexte de traitement.

Spécifications

Marque	Elvation
sku	1577194
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce