

1551180 - Mosys chariot à linge - 15 compartiments - 910 x 455 x 1750 mm - 1 pc



Déscription

Système MOSYS en acier chromé - système facile à monter sans outils - étagères réglables en hauteur tous les 25 mm.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | France Hopital |
| Dimensions du produit | L 91 cm, H 175 cm |
| Profondeur du produit | 455 mm |
| sku | 1551180 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |