

1539417 - MaiMed®-pore - 1,25 cm x 9,14 m - 1 x 24 pcs



Déscription

MaiMed®-pore est un pansement adhésif hypoallergénique blanc en rouleau, en matériau non-tissé avec couche adhésive en polyacrylate. Est perméable à l'air, sans latex et très adapté aux peaux sensibles.

MaiMed®-pore peut être utilisé pour fixer des pansements, des bandages, des cathéters, des canules, des drainages, des sondes et des pansements.

Spécifications

Marque	Maimed
Composition	Non-tissé, couche: polyacrylate
Sans latex	Oui
Compresse	Non
Perforé	Non
Stérile	Non
sku	1539417
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	1,25 cm x 9,14 m
Type d'emballage	Boîte