

**1550587 - 3M™ Littmann® Cardiology IV™ stéthoscope - bleu  
caraïbes - champagne - noir - 1 pc**



## Déscription

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™ est conçu pour les médecins qui souhaitent une qualité de son supérieure et exceptionnelle et un stéthoscope polyvalent (adulte et pédiatrique). Il présente un design innovant et une membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon.

## Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Poids du produit</b>	0.177 kg
<b>Digital</b>	Non
<b>Membrane réglable</b>	Oui
<b>Longueur du tube</b>	69 cm
<b>Composition</b>	Fibre de verre epoxy
<b>sku</b>	1550587
<b>Application</b>	Cardiologie
<b>Construction binaurale</b>	Double tube
<b>Couleur</b>	Bleu Caraïbes
<b>Couleur de la poignée</b>	Noir
<b>Finition du pavillon</b>	Champagne
<b>La technologie du pavillon</b>	Double face
<b>Performances acoustiques</b>	9-10
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de stéthoscope</b>	Cardiology IV