

1544102 - Renol sangles poignets velcro premium avec sangle de 150 cm - paire



Déscription

Cette ceinture robuste convient aux personnes agitées ou agressives. Il se fixe facilement et rapidement sur le bedcap.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFW16087L
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544102
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Velcro + boucles
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	5 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation poignet
Usage de la fixation	Au lit/brancard