

1608931 - Texa® Bande de crêpe élastique 80 gr - 5 cm x 4 m - 20 pcs



Déscription

Les bandages crêpe de Texa pas stériles sont idéaux pour le soutien et la fixation de divers pansements. Ils offrent un maintien ferme tout en restant flexibles pour un confort optimal.

Spécifications

Marque	Texa
Stérile	Non
Composition	Coton, élasthane 80G/?
Auto-adhésif	Non
sku	1608931
Couleur	Blanc
Méthode de stérilisation	Non applicable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	5 cm x 4 m
Type d'emballage	Boîte