

1576193 - Terumo aiguilles dentaires - 25G x 35 mm - orange - 1 x 100 pcs



Déscription

Les aiguilles dentaires Terumo sont utilisées comme seringues pour les cartouches d'anesthésie dentaire et autres. Leur longueur et leur dureté sont idéales pour assurer la précision du travail du dentiste.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	DN*2535F - DN*M2535F
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Capuchon: polypropylène• Étui rigide: polypropylène• Embase: polypropylène + master batch• Canule: acier inoxydable• Lubrifiant: huile de silicone• Colle: colle époxy
Stérile	Oui
sku	1576193
Couleur hub	Orange
Dimensions	25G x 35 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte