

1605721 - valve d'aspiration unique pour le drainage thoracique type Heimlich - stérile - 25 pcs



Déscription

Corps de valve en polyuréthane flexible et transparent avec un manchon en caoutchouc naturel en forme de bouche de canard qui fait office de valve de retenue. Ce dispositif se connecte directement au drain pleural ou thoracique du patient (adultes, enfants), ou indirectement à l'aide du code de connecteur 800.01 et d'un tube de rallonge pour les nouveau-nés et les nourrissons.

Grâce à ce produit, le drainage thoracique peut être poursuivi sans risque pour le patient, même pendant le transport, car le drain n'a pas besoin d'être clampé grâce au clapet anti-retour.

Spécifications

Marque	vygon
Stérile	Oui
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte