

## 1533347 - Tigettes FreeStyle precision B-ketone - 10 pcs



### Déscription

Les bandelettes Precision B-cétone sont conçues pour effectuer une mesure quantitative des cétones (bêta-hydroxybutyrate) (taux de corps cétoniques dans le sang) dans un échantillon de sang capillaire frais prélevé au bout du doigt de patients diabétiques. Petit échantillon de sang requis (0,6 µL).

Lorsque la glycémie dépasse 250 mg/dL, la recherche de corps cétoniques est indispensable. S'il est présent, cela indique un manque d'insuline.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Abbott
<b>sku</b>	1533347
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	IVD 98/79/EC
<b>Type d'emballage</b>	Boîte