

1551153 - Molift RgoSling Toilet Lowback Padded - avec boucles - M - 1 pc



Déscription

Les sangles de toilettes RgoSling offrent un soutien exceptionnel du tronc grâce à leurs doubles boucles de ceinture. Le repose-jambes flexible peut être positionné de différentes manières. Les sangles Molift RgoSling disposent de plusieurs boucles à la hauteur des épaules et des cuisses pour ajuster l'angle du siège aux souhaits de l'utilisateur, y compris une position assise droite. Les boucles de ceinture peuvent être ajustées sur la longueur pour équilibrer de manière optimale le poids et la pression, tout en maintenant la stabilité et la sécurité.

Spécifications

Marque	Molift
Composition	Polyester et mousse polyéthylène
Appui-tête	Oui
sku	1551153
Fixation sangles	Boucles
Poids maximal de l'adulte	300 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	M
Type d'emballage	Pièce
Type de sangles	Sangle de toilette