

## 1620346 - Sonde d'aspiration CH12 - 53 cm - blanc - 1 dist + 1 lat. - stérile - 100 pcs



### Déscription

Sonde d'aspiration avec ouverture centrale et 2 yeux, un embout arrondi à usage unique. La sonde offre une bonne qualité standard avec une connexion d'entonnoir selon le code couleur international.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Pennine
<b>Dimensions du produit</b>	L 40 cm
<b>Stérile</b>	Oui
	Non
<b>sku</b>	1620346
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 12
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Paquet