

1007814 - Sonde stop spigot pour cathéters - 1 pc



Déscription

Les butées de sondes jetables universels permettent une fermeture temporaire du cathéter. Avec des bouts pointus.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Dimensions du produit	L 4.8 cm
Stérile	Oui
Normes	EN ISO 13485:2016
sku	1007814
Produits similaires	Non
Couleur	Vert
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce